


凍結細胞への効果的な融解処理装置

iPS/ES細胞/ヒト・動物のIVF/プライマリ細胞等に！



凍結細胞融解装置YSシリーズ！

解凍ブロックにセットするだけで再現性の高い融解処理が可能。
CPC/クリーンベンチ内にセットでき、ウォーターバスを使用しないのでコンタミネーションのリスクも低減します。

YSシリーズはご指定のチューブサイズ/本数での製作が可能です！



YSシリーズ

培養液の加温も可能！
YS-Wシリーズ！



YS-Wシリーズ

置く
だけ
簡単
加温！



特徴

- **ウォーターバスを使用しません**
 - ・水によるコンタミリスクを低減します。
- **簡単操作**
 - ・ブロックにセットするだけで効率的な融解処理が行えます。
- **コンパクト設計**
 - ・CPC/クリーンベンチ内での使用が可能です。
- **融解ブロックのサイズ設計が可能**
 - ・チューブサイズに合わせたブロックの製作が可能です。
- **バリデーション対応**
 - ・温度チェックポートを装備しており、温度校正対応です。
- **培養液の加温も可能** ※YS-Wシリーズのみ

ご希望サイズ
で製作でき
ます！



温度設定	37℃
外形寸法 YS-1	W105 × D235 × H85mm
外形寸法 YS-W	W160 × D240 × H130mm (突起物含まず)
電源	AC100~240V 50/60Hz

※ご注文の際は使用されるクライオチューブの型式をお知らせください。

ストレックス株式会社

大阪市北区大淀中 1-8-34

TEL 06-6131-9602 FAX 06-6131-9603

WEB : www.strex.co.jp E-Mail : info@strex.co.jp

<販売代理店>