

臍帯血/リンパ球/樹状細胞等の凍結に！


高性能小型プログラムディープフリーザ PDF-2000CA

血液バッグ用

PDF2000シリーズは、緩慢凍結法にて各種細胞への効果的な凍結が可能です。卓上型コンパクト設計/−80℃までの冷却に加え、各種サンプルに応じた凍結プログラムをパソコンから簡単に設定できます。データ管理機能/温度計測機能も兼ね備えました。



■フリージングプレート



ご希望サイズでの製作も可能です。サイズ詳細につきましては下記までお問い合わせください。

外形寸法	W320×D220×H430mm
電源	AC100~240V 50/60Hz MAX 300W

※機器の仕様は変更となる場合があります。
最新の仕様はお問い合わせ下さい。

液体窒素・凍結剤不要

- ・スターリング方式の冷却により、液体窒素・凍結剤不要。
- ・薬剤不要で、ランニングコストが大幅削減。

コンパクト設計

- ・軽量小型設計でアイソレータ内での使用可能。パーソナルユースとしてもご使用いただけます。また自動車内での使用も可能ですので、臍帯血の輸送にも適します。（※ワ’ション）
- ・C P C (Cell Processing Center) 対応。

フリージングプレートの交換可能

- ・使用内容に応じてフリージングプレートの交換可能。
- ・希望サイズの設計も承ります。

パソコンでのデータ管理機能

- ・ご希望の凍結パターン・プログラムの設定可能。
- ・パソコンでの温度モニタリング及び記録が可能。
- ・ヘッド/プレート/サンプル温度計測機能
- ・レポート出力機能

ヒータ内蔵

- ・C P Cでのルーチンワークに対応し、凍結後フリージングプレートの温度を室温に戻します。



ストレックス株式会社

大阪市中央区南船場 2-7-14 大阪写真会館

TEL 06-6271-9373 FAX 06-6271-9372

WEB : www.strex.co.jp E-Mail : info@strex.co.jp